

# ahc®-SilFoam

Bedecken & Aufsaugen



- ▶ Selbsthaftender **Schaumstoffverband** für **leicht bis mäßig** exsudierende Wunden
- ▶ Erhält ein **feuchtes** Wundmilieu
- ▶ **Atraumatischer & schmerzfreier** Verbandwechsel durch eine **Silikonwundkontaktschicht**
- ▶ Sehr hohe Absorptionskapazität durch **superabsorbierende Faserbündel**
- ▶ **Wäscheschutz** durch hydrophobe Polyurethanfolie
- ▶ Eignung bei **UCV, pAVK, Dekubitus, DFS, Verbrennungen 1. & 2. Grades**
- ▶ Hohe Kosteneffizienz durch **7 Tage** Tragedauer



**ahc-SorbActive** übelriechende Wunden  
10 x 10cm, 10 Stk. - PZN: 18883566 | 10 x 10cm, 30 Stk. - PZN: 18883595  
10 x 20cm, 10 Stk. - PZN: 18883603 | 10 x 20cm, 30 Stk. - PZN: 18883632  
20 x 20cm, 10 Stk. - PZN: 18883649 | 20 x 20cm, 30 Stk. - PZN: 18883655

**ahc-Superabsorber** stark exsudierende Wunden  
10 x 10cm, 10 Stk. - PZN: 17548630 | 10 x 10cm, 60 Stk. - PZN: 17548647  
10 x 20cm, 10 Stk. - PZN: 17548653 | 10 x 20cm, 60 Stk. - PZN: 17548676  
20 x 20cm, 10 Stk. - PZN: 17548682 | 20 x 20cm, 30 Stk. - PZN: 17548699  
20 x 30cm, 10 Stk. - PZN: 17548707 | 20 x 30cm, 30 Stk. - PZN: 17548713

**ahc-SilFoam** leicht bis mäßig exsudierende Wunden  
10 x 10cm, 10 Stk. - PZN: 18249929 | 10 x 10cm, 50 Stk. - PZN: 18249993  
20 x 20cm, 5 Stk. - PZN: 18733878 | 20 x 20cm, 35 Stk. - PZN: 18733890

**ahc-SilFoam Border** leicht bis mäßig exsudierende Wunden  
7,5 x 7,5cm, 10 Stk. - PZN: 18250016 | 7,5 x 7,5cm, 50 Stk. - PZN: 18250045  
10 x 10cm, 10 Stk. - PZN: 18250051 | 10 x 10cm, 50 Stk. - PZN: 18250068  
15 x 15cm, 10 Stk. - PZN: 18250074 | 15 x 15cm, 50 Stk. - PZN: 18250080

**ahc-Sensitive** leicht exsudierende Wunden  
8 x 10cm, 12 Stk. - PZN: 16774560 | 8 x 10cm, 60 Stk. - PZN: 16774577  
10 x 15cm, 12 Stk. - PZN: 16774583 | 10 x 15cm, 60 Stk. - PZN: 16774608  
20 x 30cm, 6 Stk. - PZN: 16774614 | 20 x 30cm, 30 Stk. - PZN: 16774620

**ahc-Hydrogel** trockene Wunden & Nekrosen  
225ml - PZN: 14033871 | 150ml - PZN: 14033859 | 75ml - PZN: 14033842

**ahc-compression** zur Kompressionstherapie  
10cm x 6 Sets - PZN: 15306756

# AKANNI Healthcare GmbH

ahc®-SorbActive



ahc®-SilFoam



ahc®-Superabsorber



ahc®-Sensitive



ahc®-compression



ahc®-Hydrogel<sup>90</sup>



97346 Iphofen, Krassolzheimer Straße 47

Tel.: +49(0)9326 / 97898-50, Fax: +49(0)9326 / 97898-51

Email: [vertrieb@akanni.de](mailto:vertrieb@akanni.de), Web: [www.akanni.de](http://www.akanni.de)

UNSERE BEGEGNUNG IST EINE BEREICHERUNG

# ahc®-SorbActive

Aufsaugen & Sanieren



- ▶ **Geruchskontrollierender** Superabsorber
- ▶ Effektive Geruchsreduktion durch **Aktivkohle**
- ▶ Soziale **Reintegration** des Patienten
- ▶ **Leistungsstarkes** Exsudatmanagement
- ▶ **Atraumatischer & schmerzfreier** Verbandwechsel durch die hydrophile **Wundkontaktschicht** (weiß)
- ▶ **Wäscheschutz aus Vlies** (blau) verhindert das Austreten von Exsudat
- ▶ Eignung bei **UCV, pAVK, Dekubitus, DFS, sekundär heilenden & übelriechenden Wunden**
- ▶ Hohe Kosteneffizienz durch **7 Tage** Tragedauer



# ahc<sup>®</sup>-Hydrogel<sup>90</sup>

Befeuchten



- ▶ **Sprühgel** zur einfachen Anwendung
- ▶ Schutzfilm **bedeckt** und hält die Wunde **feucht**
- ▶ Eignung für **unterminierte** Wundbereiche
- ▶ **Nekrosen** oder **Fibrinbeläge** aufweichen
- ▶ ahc-Hydrogel wirkt wundheilungsfördernd
- ▶ **Unbegrenzte** Anwendungsdauer
- ▶ Verwendung bis **90 Tage** nach Anbruch




# ahc<sup>®</sup>-Superabsorber

Bedecken & Aufsaugen 💧💧



- ▶ Enthält einen **superabsorbierenden Saugkern**
- ▶ Geeignet für **stark exsudierende** Wunden
- ▶ Hält das Exsudat auch **unter Druck** (z.B. unter Kompressionstherapie mit ahc-compression)
- ▶ Perforierte **Wundkontaktschicht** (weiß)
- ▶ **Wäscheschutz aus Vlies** (blau) verhindert das Austreten von Exsudat
- ▶ Darf **nicht zu- oder zerschnitten** werden
- ▶ Tragedauer bis zu **7 Tage**



# ahc<sup>®</sup>-Sensitive

Bedecken & Schützen 💧



- ▶ Perforiertes, sanft anhaftendes **Wunddistanzgitter**
- ▶ Weiches **Vlies**, beidseitig mit Silikon beschichtet
- ▶ Leitet Exsudat ab und **schont** die Wundumgebung
- ▶ ahc-Sensitive **bedeckt** und **schützt** die Wunde
- ▶ Ermöglicht **atraumatische** Verbandwechsel
- ▶ Tragedauer bis zu **7 Tage**, **reizarm** und **latexfrei**



# ahc<sup>®</sup>-compression

Kompressionstherapie



- ▶ Kombination aus **Kurz- und Langzug**
- ▶ **2 kohäsive Lagen** (Anti-Rutsch-Effekt)
- ▶ **Universalgröße** von 18cm bis 32cm
- ▶ **Einfache** und **korrekte** Anwendung durch Dehnungsbegrenzung und **Indikator**
- ▶ Angenehmer **Tragekomfort**
- ▶ Extrem **dünn**, hautfreundlich und latexfrei

